

ZOLL AED Plus

Neue Richtlinien AHA2010

Ende 2010 wurden von der AHA (American Heart Association ) neue Richtlinien für die Reanimation veröffentlicht. Hier die Änderung in Kürze:

1. Auf die zwei initialen Beatmungsstöße wird verzichtet, um mit der Herzdruckmassage so schnell wie möglich zu beginnen.
2. Kompressionstiefe mindestens 5 cm (bisher 4 – 5 cm).
3. Die Frequenz der Herzdruckmassage wurde auf mindestens 100/min. festgelegt (bisher 90 – 110/min)
4. Auf eine Beatmung durch Laien kann verzichtet werden.

Basierend auf diesen Anpassungen wurde beim ZOLL AED Plus folgendes angepasst:

5. Neue Folie mit weniger Bildern.
6. Die Aufforderungen „Atemwege frei machen“ und „Atmung überprüfen, zweimal beatmen“ entfallen.
7. Anpassung der Software auf neue Kompressionstiefe.

